



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wirówka laboratoryjna THERMO SCIENTIFIC SORVALL ST8 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C., (2017 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 310 W,
- **SORVALL ST 8** to mała wirówka stołowa znajdująca zastosowanie zarówno w laboratoriach diagnostycznych jak i naukowych. Szeroka gama dostępnych rotorów i adapterów pozwala na wirowanie naczyń i probówek od 0,2 ml do 145 ml z prędkością do 16.000 obrotów na minutę, a zastosowany unikalny system Auto-lock umożliwia szybką i bezpieczną zmianę rotorów bez konieczności użycia narzędzi,
- **Główne cechy:**
 - Przyspieszenie do 24.328 x g,
 - System szybkiej zmiany rotorów Auto-lock,
 - Szybkie rozpędzanie i hamowanie rotorów,
 - Sterowanie mikroprocesorowe,
 - Możliwość zapisu 4 programów użytkownika,
 - Przyciski szybkiego wyboru dedykowane dla podstawowych programów,
 - Czytelny wyświetlacz cyfrowy,
 - Wskazanie prędkości RPM lub przyspieszenia RCF na wyświetlaczu,
 - Automatyczne zamykanie i otwieranie pokrywy,
 - Automatyczne rozpoznawanie wirnika,
 - System ochrony przed niewyważeniem rotora,
 - Zegar czasu pracy,
 - Możliwość wirowania impulsowego,
 - Cicha praca podczas wirowania,
 - Silnik indukcyjny z ochroną przed przegrzaniem,
 - Funkcja łagodnego startu i łagodnego zatrzymania wirnika,
 - 14 dostępnych rotorów na próbki od 0,2ml do 145ml, płytki MTP i kapilary hematokrytowe,
- **Specyfikacja:**
 - Prędkość: 16.000 RPM (**brak rotora w zestawie - możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - Przyspieszenie: 30.279 x g
 - Czas pracy: 10 s - 99 min, tryb ciągły
 - Programowanie: 99 programów
- **Menu w języku angielskim,**
- **Możliwość doposażenia w wybrane akcesoria (kielichy / adaptery / próbówki) za dodatkową opłatą,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - **Brak rotora w zestawie - możliwość doposażenia za dodatkową opłatą,**
- Wymiary: 32 x 46 x 67 cm,
- Waga: 31 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

