



Audiometr diagnostyczny GRASON STADLER GSI 61 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Możliwość wyboru menu w języku: angielskim,**
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Wbudowany wyświetlacz LCD o wymiarach: 22.7 x 10.2 cm,
 - Zakres częstotliwości: 125-12000 HZ,
 - Regulowana intensywność: (-10) do (120) dB HL,
 - Dwa kanały diagnostyczne,
 - Płynna regulacja głośności: od -10 do 70 dB,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Przycisk pacjenta,
 - Słuchawki powietrzne TELEPHONICS,
 - **Brak słuchawki kostnej** (możliwość doposażenia za dodatkową opłatą),
- Wymiary: 50 x 15/32 x 39 x cm,
- Waga: 16.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

