



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Audiometr INVENTIS HARP BASIC (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji włoskiej, (2019 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Audiometr diagnostyczny **HARP Basic firmy Inventis** – audiometr umożliwiający przeprowadzanie badań na przewodnictwo powietrzne i kostne, z maskowaniem, z próbami nadprogowymi (Fowler, SISI, Stenger, Decay Ton, DLI, MHA),
- Ma możliwość przeprowadzania audiometrii mowy (po podłączeniu odtwarzacza CD z płytą z materiałem słownym) oraz badań w polnym polu akustycznym (po podłączeniu aktywnej kolumny głośnikowej),
- Wyposażony jest w duży, czytelny, kolorowy wyświetlacz z menu w języku polskim, jednocześnie jest lekki i bardzo prosty w obsłudze,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Natężenie:**
 - AC: Od -10 do 120 dB HL,
 - BC: Od -10 do 90 dB HL,
 - Zakres częstotliwości: Od 125 do 8000 Hz,
 - Maskowanie: NBN / WN / SN,
 - **Dostępne testy:**
 - Audiometria tonalna,
 - Próg automatyczny (zmodyfikowany Hughson-Westlake),
 - Audiometria mowy (2 kanały),
 - ALB,
 - SISI: automatyczny wynik - przyrost co 1 dB (5 dB w celu zapoznania się),
 - Stenger, z czystym tonem lub stymulacją mowy,
 - Zanik tonu z czasem trwania 60 lub 120 sekund,
 - DLI, ze skokami od 0 do 5 dB,
 - 2 niezależne kanały Master Hearing Aid,
 - Kolorowy wyświetlacz TFT LCD: 480 x 272 px.,
 - **Interfejs komputerowy:**
 - Połączenie: USB (bez sterownika),
 - Kompatybilne oprogramowanie: Inventis Maestro,
 - **Baza danych:**
 - Do 100 pacjentów, progi AC i BC (tylko badania tonalne),
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Słuchawki nauszne INVENTIS,
 - Słuchawki nauszne SENNHEISER,
 - Słuchawki kostne,
 - Przycisk pacjenta,
 - Mikrofon,
 - Przewód USB,
- Wymiary urządzenia: 32 x 32 x 9 cm,
- Waga urządzenia: 1.8 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

