



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw MELAG 15 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1530 W,
- **Posiada 1 program pracy:**
 - Ciśnienie robocze 2 Bar, czas 30 minut, temperatura 134°C,
- Wbudowany manometr oraz termometr,
- Pojemność komory sterylizacyjnej: 6,7 litra,
- Zużycie wody podczas sterylizacji: 280 ml,
- Ręczne napełnianie wody,
- Przycisk spuszczenia ciśnienia,
- **W zestawie:**
 - Tacka o wymiarach: 13 x 34,5 x 2,3 cm - 1 sztuka,
 - Uchwyt do tacek,
 - Stojak na tacki,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
- **Wymiary:**
 - Wymiary komory - Ø 15 cm x głębokość 38 cm,
 - Wymiar całkowity: 40 x 57 x 33 cm,
- Waga: 19.2 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



