



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny FAMED ŻYWIEC SU-10.0 (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 12 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 250 W,
- **Tapicerka (memory visco) z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- 5 - segmentowy,
- Wykonany z nierdzewnej stali kwasoodpornej,
- Elektrohydrauliczny układ napędowy zapewnia bezpieczną i bezawaryjną pracę podczas przemieszczania leża,
- Konstrukcja stołu pozwala na odpływ ładunku statycznego poprzez koła antystatyczne,
- Niewielka podstawa ułatwia chirurgom dostęp do pacjenta,
- Brak poprzecznych belek metalowych i asymetrycznie umieszczona kolumna pozwala na śródoperacyjne stosowanie ramienia C bez konieczności użycia przesuwu wzdłużnego blatu,
- Zmiana orientacji stołu za pomocą jednego przycisku na pilocie przewodowym,
- Wyświetlacz wskazuje poziom naładowania baterii, orientację stołu oraz kąt nachylenia poszczególnych segmentów podczas zmiany ich pozycji,
- **Płynna, elektryczna regulacja stołu za pomocą pilota przewodowego:**
 - Zmiana kierunku leżenia pacjenta względem kolumny stołu: pozycja Trendelenburga w zakresie 15° i anty - Trendelenburga w zakresie 20°,
 - Regulacja wysokości powierzchni operacyjnej (do góry / w dół),
 - Zmiana przechyłu bocznego w zakresie 18°,
 - Regulacja wysokości w zakresie: 80 - 118 cm,
 - Segmentu:
 - Pleców w zakresie (- 30)° / 0° / 58°,
 - Nóg w zakresie (- 85)° / 0° / 19°,
 - Funkcja zerowania: powrót do pozycji horyzontalnej leża,
- **Możliwość manualnej regulacji:**
 - Kąta nachylenia zagłówka w pozycji podstawowej w zakresie (- 27)° / 0° / 49°,
 - Regulacji obu części dzielonego segmentu nóg na boki w zakresie 90°,
- **Stół posiada:**
 - Szeroki wachlarz możliwości regulacji dzięki opcji zamiany miejscami wszystkich segmentów stołu poza zamocowanym na stałe segmentem pleców,
 - Przezierność X - RAY,
 - Wielofunkcyjny pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD,
 - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
- **Stół wyposażony w dedykowany w mobilny wózek FAMED ŻYWIEC WB-01.3 służący do swobodnego przemieszczania stołu,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewodowy pilot sterujący,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim,
- Wymiary:
 - Leża: 205 x 49 x 5.5 cm,
 - Ogólne: 205 x 56 x 60/84 cm,
- Maksymalny udźwig: 180 KG,
- Waga: 260 KG,
- **Możliwość doposażenia stołu w akcesoria widoczne na 2 ostatnich zdjęciach (za dopłatą),**
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

