



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do laseroterapii IPL - ELIGHT (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Zastosowanie:**
 - **E-LIGHT:**
 - Depilacja,
 - Odmładzanie skóry,
 - Terapia pigmentacyjna,
 - Terapia naczyńniowa,
 - Terapia trądzikowa,
 - Usuwanie zmarszczek,
 - **Laser:**
 - Usuwanie tatuażu brwiowego,
 - Usuwanie zmarszczek warg,
 - Usuwanie zmarszczek pod okiem,
 - Usuwanie tatuażu,
 - Usuwanie plam na skórze,
 - Usuwanie znamion na skórze,
 - **IPL:**
 - Depilacja,
 - Odmładzanie skóry,
 - Terapia pigmentacyjna,
 - Terapia naczyńniowa,
 - Terapia trądzikowa,
 - Usuwanie zmarszczek,
 - **RF:**
 - Moc RF: DO 50 W,
 - PULS / PWM,
 - Czas zabiegu do: 99 minut,
 - 5-cio stopniowa regulacja chłodzenia głowicy,
 - **Tryby pracy:**
 - Okolice twarzy,
 - Całe ciało (bez twarzy),
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, CHIN, FR, IT, ESP, RUS, ,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - 2 szt. głowic,
- Wymiary: 51 x 70 x 151 cm,
- Waga: 45 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

