



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do laseroterapii SANHE BEAUTY S&T SQ-2 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C., (2015 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1100 W,
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG,**
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Zakres długości fali:
 - 1064 nm,
 - 532 nm,
 - Poziom energii: 100 - 1500 mJ,
 - Czas trwania impulsu: 10 ± 3 ns,
 - Częstotliwość: 1 - 10 Hz,
 - Rozmiar plamki można regulować za pomocą soczewki z regulacją siły nacisku w zakresie 1 - 8 mm,
 - Ramię sprężynowe ze złączem przegubowym z możliwością swobodnej regulacji,
 - Wodny układ chłodzenia maszyny umożliwiające ciągłe użytkowanie,
 - Obsługa i regulacja parametrów za pomocą kolorowego ekranu dotykowego TFT o przekątnej 10.4",
- **Zastosowanie:**
 - Leczenie trądziku,
 - Lifting twarzy,
 - Usuwanie pigmentów,
 - Odmładzanie skóry,
 - Usuwanie tatuaży,
 - Usuwanie zmarszczek,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 40 x 68 x 82 cm,
- Waga: 75 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

