



Łaźnia wodna MEMMERT WB 29 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 2400 W,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Łaźnia w całości wykonana z wysoko gatunkowej stali kwasoodpornej,
 - Pojemność użytkowa: 29 litrów,
 - Prosta i intuicyjna obsługa,
 - Regulacja temperatury w zakresie: od temperatury otoczenia do 95°C,
 - Regulacja timera w zakresie: od 1 minuty do 999 godzin,
 - Możliwość ustawienia opóźnienia rozpoczęcia grzania,
 - Wbudowany cyfrowy wyświetlacz,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 83 x 53 x 34.5 cm,
- Waga: 24 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

