



Zagłówek MAQUET 1002.72A0-04 z uchwytem przegubowym MAQUET 1002.64A0 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **MAQUET 1002.72A0-04** jest zagłówkiem dwusegmentowym, dzielonym,
- Służy do podpierania głowy pacjenta w pozycji leżącej zarówno na wznak jak i na brzuchu,
- Manualna regulacja zagłówka w różnych pozycjach,
- Regulacja szerokości (wewnątrz) zagłówka w zakresie: 9 - 18 cm, każdej strony osobno,
- 2 sekcje zagłówka są regulowane niezależnie od siebie,
- Nadaje się do użytku ze stołem chirurgicznym **MAQUET**: 1130 / 1131 / 1132 / 1140 / 1150,
- Wymiary ogólne: 45 x 25 x 34 cm
- Waga: 7 KG,
- **Zagłówek posiada normalne ślady użytkowania nie wpływające na komfort użytkowania,**
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

