



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Głowica USG ENDOWAGINALNA GE IC5-9-D (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej (2015 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Sonda GE IC5-9-D** ma dwa zakresy częstotliwości w zależności od aparatu ultrasonograficznego, z którym jest używana. Tak więc jej zakres częstotliwości wynosi od 3 do 10 MHz w przypadku urządzeń LOGIQ i od 4 do 9 MHz w przypadku urządzeń Voluso,
- **Specyfikacja:**
 - Zakres powierzchni badania: 17 x 21 mm,
 - **Częstotliwość:**
 - 3 – 10 MHz (urządzenia LOGIQ),
 - 4 – 9 MHz (urządzenia VOLUSON),
 - **Kompatybilność:**
 - GE Logiq E9,
 - GE Logiq S8,
 - GE Voluson E6,
 - GE Voluson E8 Expert,
- Waga: 1.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

