



Fotel ginekologiczny MEDIFA-HESSE 400308 z lampą DR. MACH 120F (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Swobodna regulacja przechyłu pleców z możliwością rozłożenia fotela do pozycji leżącej,
 - Swobodna regulacja przechyłu fotela,
 - Obustronne podkolanniki z możliwością swobodnej regulacji,
 - Wbudowane mocowanie na papier,
 - Swobodnie wysuwana misa na nieczystości,
 - Wysuwany stopień pacjenta,
- Fotel doposażony w lampę z mocowaniem ściennym **DR.MACH LED 120F:**
 - **Specyfikacja techniczna:**
 - Moc lampy: 40 W,
 - Natężenie światła: ok. 40.000 Lux,
 - Średnica oświetlanego pola: 120 mm.,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze zielonym,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - 2x podkolanniki fotela,
 - Przewodowy sterownik nożny,
 - Misa na nieczystości,
- **Wymiary:**
 - Segmentu pleców: 87 x 57 x 8 cm,
 - Siedziska: 55 x 32 x 8 cm,
 - Długość całkowita w pozycji leżącej: 140 cm,
- **Waga:**
 - Fotela: 135 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

