



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Urządzenie do wytwarzania wypełniacza hybrydowego MESOREGEN PLASMA GEL MAKER (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- (2019 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 45 W,
- Dzięki opracowanej technologii wypełniania PPP, Plazma czyli osocze pobierane z krwi jest przerabiane na żel, który jest wstrzykiwany do organizmu,
- **MesoREGEN** jest jednym z niezbędnych i ważnych sprzętów do przemiany Plazmy krwi w autologiczny kolagen, który zastąpił bardzo oraz dostosowuje zaawansowany system grzewczy i chłodzący. Dobre cechy i brak toksyczności bez skutków ubocznych, może wyekstraktować też osocze bogatopłytkowe (PRP) które jest wstrzykiwane do skóry właściwej, promuje odnowę skóry, wspiera eliminację zmarszczek, poprawia wygląd twarzy, pomniejsza pory oraz sprawia że skóra jest znowu delikatna,
- **Zastosowanie:**
 - Redukcja zmarszczek i linii mimicznych,
 - Poprawa elastyczności i jędrności skóry,
 - Leczenie blizn i rozstępów,
 - Poprawa koloru skóry i redukcja przebarwień,
 - Leczenie łysienia i poprawa kondycji skóry głowy,
 - Odbudowa skóry po opalaniu,
- **Cechy:**
 - Poprawa struktury i elastyczności skóry,
 - Wygładzenie skóry i zmniejszenie widoczności drobnych zmarszczek,
 - Redukcja linii mimicznych,
 - Poprawa jędrności i napięcia skóry,
 - Rozjaśnienie przebarwień i plam pigmentacyjnych,
 - Redukcja widoczności blizn pooperacyjnych i blizn potrądzikowych,
 - Wspomaganie procesów regeneracyjnych skóry,
 - Stymulacja wzrostu włosów i poprawa kondycji skóry głowy w przypadku trichologii,
 - Odbudowa skóry po nadmiernym opalaniu,
 - Zwiększenie nawilżenia skóry,
 - Poprawa gęstości i objętości skóry,
 - Redukcja widoczności zmęczonych cieni pod oczami,
 - Poprawa ogólnego wyglądu i zdrowego blasku skóry,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Wyświetlacz: Wyświetlacz cyfrowy,
 - Zakres temperatur: RT~+90°C,
 - Pojemność: 10 strzykawek,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 25 x 25 x 14 cm,
- Waga: 5.2 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

