



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor medyczny OLYMPUS OE261H (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Monitor Olympus OE261H** to światowej klasy monitor służący do wyświetlania wysokiej jakości obrazu poprzez swoją wydajność,
- Możliwość wyświetlania obrazu w wybranym dostępnym kształcie preferowanym przez operatora monitora,
- Możliwość dostosowywania własnych preferowanych ustawień pod siebie co pozwala na efektywniejszą procedurę oraz skrócenie czasu przygotowań,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Ekran: LCD 26",
 - Rozdzielczość: 1920 x 1200 px,
 - Kontrast: 1000:1,
 - Ilość kolorów: 16.8 milionów,
 - Kąt z akceptowalną oglądalnością wyświetlanego obrazu: 178°,
 - **Złącza wejścia/wyjścia:**
 - D-sub 15-pin (x 1),
 - VGA (640 x 480, fv = 60 Hz),
 - SVGA (800 x 600, fv = 60 Hz),
 - XGA (1024 x 768, fv = 60 Hz),
 - WXGA (1280 x 768, fv = 60 Hz),
 - SXGA (1280 x 1024, fv = 60 Hz),
 - UXGA (1600 x 1200, fv = 60 Hz),
 - WUXGA (1920 x 1200, fv = 60 Hz),
 - DVI-D connector,
 - VGA (640 x 480, fv = 60Hz),
 - SVGA (800 x 600, fv = 60 Hz),
 - XGA (1024 x 768, fv = 60 Hz),
 - WXGA (1280 x 768, fv = 60 Hz),
 - SXGA (1280 x 1024, fv = 60 Hz),
 - UXGA (1600 x 1200, fv = 60 Hz),
 - WUXGA (1920 x 1200, fv = 60 Hz),
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, GER, FR, CHIN, IT, ESP,**
- **Wyświetlacz posiada widoczne rysy na powłoce antyrefleksyjnej nie mające wpływu na komfort użytkowania,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Zasilacz monitora,
- **Wymiary:**
 - Monitora: 60 x 10 x 41 cm,
 - Zasilacza: 24 x 17 x 5 cm,
- Waga: 10.6 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

