



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Radiofrekwencja mikroigłowa CELLINA RF DUAL CLINIC SYSTEM (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji koreańskiej, (2021 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 300 VA,
- Innowacyjna Radiofrekwencja CELLINA tworzy wielofunkcyjną platformę, wyposażoną w:
 - Nieinwazyjną matrycę frakcyjną **MATRIX RF 64-pin LED** której energia prądu RF wytwarza efekt frakcyjny, czyli punktową ablację skóry, zachowując wokół zdrową, nietkniętą tkankę. Skóra stymulowana przez ciepło ulega przebudowie, następnie regeneracji i pogrubieniu tkanki łącznej oraz jej odmłodzeniu,
 - **Igłową głowicę z 25 automatycznymi mikroigłami RF** - ta zaawansowana technologia pozwala na precyzyjne dostarczenie kontrolowanej energii RF bezpośrednio do skóry dzięki minimalnie inwazyjnym mikroigłom. Połączone mikroigły automatycznie wsuwają się w skórę na ustawioną przez operatora głębokość i leczą zarówno powierzchowne, jak i głębokie warstwy skóry, co pozwala osiągnąć przestrzenny efekt 3D. Po impulsie RF igły samoczynnie wycofują się do głowicy,
 - **Głowice do zamykania naczyń, leczenia aktywnego trądziku i rozszerzonych porów,**
- **Zastosowanie:**
 - Efektywny lifting 3D – zagęszczanie wszystkich warstw skóry,
 - Wygładzanie zmarszczek, rozstępów oraz blizn,
 - Odświeżanie cery – rozświetlanie i wyrównywanie kolorytu skóry,
 - Leczenie nadpotliwości,
 - Zamykanie naczyń, leczenie aktywnego trądziku i rozszerzonych porów,
- **Cechy:**
 - Napręża, napina, zagęszcza, i wypełnia skórę nowym kolagenem, tworzy efekt liftingu,
 - Zwęża pory,
 - Spłyca zmarszczki,
 - Rozświetla skórę, wyrównuje koloryt,
 - Redukuje zaczerwienienia i rozszerzone naczynia,
 - Kształtuje linie żuchwy V – redukują „podwójny podbródek”,
 - Remodeluje policzki,
 - Odmładza okolice oczu,
 - Odmładza obszar wokół ust,
 - Wygładza strukturę naskórka,
 - Zmniejsza trądzik,
 - Wygładza nierówną powierzchnię blizn,
 - Zmniejsza blizny potrądzikowate, także wgłębione atroficznie,
 - Zmniejsza cellulit przez naprężenie warstw skóry,
 - Zmniejsza rozstępy,
- **Specyfikacja:**
 - Wyświetlacz: TFT LCD,
 - Częstotliwość: 1 MHz,
 - 10 poziomów zabiegów,
 - Maksymalna moc: 100 J/cm²,
 - Trzy technologie w jednym urządzeniu,
 - Bezpieczny oraz bezkrowny zabieg dzięki nieizolowanym igłom,
 - Szeroki zakres regulacji parametrów pozwala na zabiegi od bardzo delikatnych po bardzo intensywne,
 - Wygodne i lekkie głowice zabiegowe pozwalają na komfortową pracę i widoczny obszar zabiegu,
 - Automatyczne igły RD o grubości 0.2 mm działają równomiernie na całej głębokości, wzmacniając efekt 3D zabiegu,
 - Precyzyjne ustawienie głębokości wkuć (co 0.1 mm) z ustawieniem powtórzeń od 0.5 do nawet 3 sekund,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Głowica Mikroigłowa LED,
 - Głowica Matrix LED,
 - Głowica PED do zamykania naczyń,
 - Przewodowy sterownik nożny,
- Wymiary: 43 x 72 x 100 cm,
- Waga: 30 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

