



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górńska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat USG ESAOTE MYLAB60 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji włoskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1400 VA,
- Stacjonarny system ultradźwiękowy **ESAOTE MYLAB 60** jest jednym z bardziej zaawansowanych urządzeń USG. Szczególnie zaawansowany system ultradźwiękowy, diagności uwielbiają tę maszynę ze względu na jej niezwykle konfigurowalną naturę - pozwalającą każdemu lekarzowi skonfigurować system według własnych preferencji,
- **ESAOTE** zaprojektował system z wykorzystaniem najwyższej jakości technologii poprawy obrazu, obrazowania 3D/4D, szerokiego zakresu potencjalnych zastosowań obrazowania i kompatybilności z wieloma sondami, a następnie zadbała o to, aby system był możliwie przyjazny dla użytkownika, konfigurowalny i ekonomiczny,
- Technologia obrazowania dostępna w systemie ultrasonograficznym **MyLab 60** obejmują obrazowanie panoramiczne VPan, obrazowanie złożone M-View, obrazowanie PBI (Pure Brilliance) i obrazowanie z dostrojeniem kontrastu. Inne funkcje obejmują obrazowanie objętościowe X4D 4D, obrazowanie trapezoidalne i archiwizację w czasie rzeczywistym,
- Wbudowana odtwarzarka DVD,
- **Cechy:**
 - Archiwizacja w czasie rzeczywistym,
 - Zintegrowane połączenie bezprzewodowe,
 - Obrazowanie trapezowe Tp-View,
 - Panoramiczny VPAN,
 - M-View (obrazowanie złożone),
 - PBI (obrazowanie o czystej jasności),
 - CnTI (obrazowanie z dostrojeniem kontrastu),
 - X4D 4D obrazowanie objętościowe,
 - Przepływ pracy za pomocą jednego dotknięcia,
 - Panel sterowania obracany o 50°,
 - Regulowany na wysokość panel sterowania i ekrany LCD,
- **Kompatybilne sondy/przetworniki ultradźwiękowe:**
 - Sonda MyLab CA631 z zakrzywioną matrycą,
 - MyLab CA541 Zakrzywiona matryca AppleProbe,
 - Sonda MyLab CA431 z zakrzywioną matrycą,
 - Sonda MyLab CA430 z zakrzywioną matrycą,
 - Sonda MyLab CA1421 z zakrzywioną matrycą,
 - Sonda MyLab CA123 z zakrzywioną matrycą,
 - Sonda MyLab C5-2 R13 z zakrzywioną matrycą,
 - Sonda MyLab BC431 z zakrzywioną matrycą,
 - MyLab BL433 Liniowa matryca AppleProbe,
 - MyLab LA332 Liniowa matryca AppleProbe,
 - Sonda liniowa MyLab LA435,
 - Sonda MyLab PA240 z układem fazowym,
 - Sonda MyLab PA121 z układem fazowym,
 - MyLab BE1123 Sonda endokawitarna,
 - MyLab EC1123 Sonda endokawitarna
 - MyLab IOE323 Sonda śródoperacyjna w kształcie kija hokejowego,
 - Sonda TEE MyLab TEE132,
 - MyLab Pencil CW 2 Sonda ołówkowa bez obrazowania,
- **Menu w języku: angielskim,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Głowica liniowa ESAOTE LA523,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary całkowite: 65 x 100 x 160 cm,
- Waga: 90 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

