



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczno - zabiegowy PROMOTAL EMOTIO OCURA 4055-20 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 575 W,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym posiada nieznaczne ślady użytkowania (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- W pełni elektryczna regulacja ruchów fotela pozwala na dopasowanie do potrzeb lekarza i pacjenta,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Elektryczna regulacja za pomocą pilota ręcznego:**
 - Ustawienie fotela w pozycji leżącej,
 - Ustawienie fotela w pozycji siedzącej,
 - Ustawienie fotela w pozycji Trendelenburga,
 - Regulacja oparcia pleców w zakresie: 0° / 75°,
 - Regulacja oparcia nóg w zakresie 0° / 90°,
 - Wysuwane elektrycznie za pomocą przycisku koła do swobodnego transportu,
 - **Elektryczna regulacja za pomocą sterownika nożnego:**
 - **Przyciski 2-funkcyjne:**
 - Możliwość regulacji wysokości fotela w zakresie: 45 – 96 cm (pojedyncze przyciśnięcie przycisku),
 - Możliwość ustawienia fotela w pozycji siedzącej / pozycji Trendelenburga (podwójne wciśnięcie przycisku),
 - **Manualnie wysuwane obustronne podkolanniki,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewodowy sterownik nożny,
 - Przewodowy pilot ręczny,
 - Wieszak na papier o szerokości 50 cm,
 - Zagłówek,
- **Wymiary:**
 - Oparcia pleców: 69 x 90 cm,
 - Siedziska: 64 x 48 cm,
 - Całkowite: 75 x 130 x 125/176 cm,
 - Długość fotela w pozycji leżącej: 190 cm,
- Maksymalny udźwig: 200 KG,
- Waga: 150 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

