



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny DEXTA MK80DX-610 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 750 VA,
- **Tapicerka zostanie wymieniona na nową, w kolorze wybranym przez klienta, z naszego wzornika kolorów,**
- **Stół DEXTA MK80DX-610** jest fotelem wielofunkcyjnym idealnie sprawdzającym się w gabinetach okulistycznych, laryngologicznych, oraz poprzez wbudowane funkcje może posłużyć jako stół operacyjny do przeprowadzania zabiegów chirurgicznych,
- Poprzez swoje wbudowane właściwości idealnie sprawdzi się również w medycynie estetycznej a także w różnego typu przeprowadzanych zabiegach,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Manualna regulacja zagłówek za pomocą pokręteł:**
 - Wysunięcie zagłówek w zakresie: 32°,
 - Przechył zagłówek w zakresie: 75°,
 - **Elektryczna regulacja za pomocą sterownika nożnego:**
 - Regulacja oparcia pleców w zakresie: 70° (automatyczna synchronizowana regulacja z oparciem nóg),
 - Regulacja wysokości w zakresie: 63 – 86 cm,
 - Regulacja przechyłu fotela w zakresie: 18°,
 - 4 zaprogramowane funkcje fotela,
 - Zaprogramowana funkcja siedząca,
- Fotel posiada system jezdny z wbudowanym manualnym hamulcem nożnym,
- Fotel standardowo posiada wbudowane szyny typu angielskiego (**możliwość doposażenia fotela w EUROSZYNY za dodatkową opłatą**),
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewodowy sterownik nożny,
- **Możliwość doposażenia stołu (za dopłatą) w dodatkowe akcesoria, przykładowe widoczne na ostatnich zdjęciach**
- Wymiary:
 - Całkowite: 70 x 110 x 120/145 cm,
 - Zagłówek: 23 x 17 cm,
 - Oparcie pleców: 44 x 50 cm,
 - Siedzisko: 52 x 50 cm,
 - Oparcie nóg: 48 x 46 cm,
 - Całkowita długość w pozycji leżącej: 170 cm,
- Waga całkowita: 113.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

