



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa operacyjna sufitowa KLAROMED plusLED 96/plusLED 56 (Podwójna) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej, (2014 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc głowicy lampy plusLED 56: 26 W,
- Moc głowicy lampy plusLED 96: 35 W,
- Bezcieniowa lampa operacyjna **plusLED 96 / 56** wykonana w technologii LED, czasza lampy w kształcie koła. Bryła czaszy monolityczna, jednorodna, zamknięta i zwarta, bez szczelin segmentacyjnych,
- Czasza wykonana z lekkich stopów aluminium dla właściwego odprowadzania ciepła. Opływowy kształt i specjalna konstrukcja kopuły zapewnia niską oporność aerodynamiczną. Kształt czaszy dostosowany do współpracy z nawiewem laminarnym,
- Źródłem światła są matryce diodowe o kolorystyce białej, zbudowane z wyłącznie białych diod LED o temperaturze barwowej ciepłej oraz zimnej. Diody LED umieszczone są równomiernie wewnątrz czaszy w modułach o takich samych właściwościach, składających się z dwóch diod LED i odbłyśników, czyli zwierciadeł odbijających padające na nie światło diod, gwarantujący jednolitość oświetlenia,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **plusLED 96 PREMIUM:**
 - Ilość diod LED: 78,
 - Średnica oprawy oświetleniowej: 70.8 cm,
 - Temperatura barwowa regulowana od 3500 K do 5500 K w 5 krokach,
 - Natężenie światła w odległości 1m: 160 000 lux,
 - Regulacja natężenia światła w zakresie 25÷100%,
 - Średnica pola operacyjnego: 160 – 360 mm.,
 - Współczynnik odwzorowania barw Ra: 99%,
 - Współczynnik odwzorowania barw R9: 99%,
 - Wgłębność oświetlenia (L1 + L2) przy 20%: 175 cm,
 - **plusLED 56 PREMIUM:**
 - Ilość diod LED: 54,
 - Średnica oprawy oświetleniowej: 58.5 cm,
 - Temperatura barwowa regulowana od 3500 K do 5500 K w 5 krokach,
 - Natężenie światła w odległości 1m: 130 000 lux,
 - Regulacja natężenia światła w zakresie 25÷100%,
 - Średnica pola operacyjnego: 140 – 320 mm.,
 - Współczynnik odwzorowania barw Ra: 99%,
 - Współczynnik odwzorowania barw R9: 99%,
 - Wgłębność oświetlenia (L1 + L2) przy 20%: 175 cm,
- **Parametry techniczne:**
 - Szerokość maskownicy: 60 cm,
 - Kolumna mocująca o wysokości 90 cm,
 - Długość swobodnie regulowanego lewego ramienia: 180 cm,
 - Długość swobodnie regulowanego prawego ramienia: 165 cm,
- **W zestawie:**
 - Kolumna mocująca,
 - Transformator zasilający,
 - 2 czasze lampy plusLED 56 oraz plusLED 96,
 - 2 ramiona mocujące,
 - Maskownica,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesięcy na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

