



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół diagnostyczny - zabiegowy PRAISTECH SS-E05 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej, (2016 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze błękitnym (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- Posiada stabilną stalową konstrukcję pokrytą farbą proszkową,
- W standardzie występuje jednocześnie leże wykonane ze sklejki,
- Elementem charakterystycznym tego stołu jest szeroki blat, który umożliwia prowadzenie ćwiczeń metodą Vojty i Bobatha,
- Rekomendowany do placówek ochrony zdrowia z dostępnością osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
- Jednocześnie leże o szerokości 80 cm,
- Elektryczna regulacja wysokości leża przewodowym pilotem ręcznym w zakresie 48-100 cm od podłoża,
- Łożyskowy mechanizm zmiany wysokości leża,
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie do 160 kg,
- Zaokrąglone narożniki leża,
- Leże wypełnione elastyczną pianką poliuretanową,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewodowy pilot ręczny,
- **Wymiary:**
 - Leżyska: 80 x 200 cm,
- Całkowite: 80 x 200 x 48/100 cm,
- Maksymalny udźwig: 160 KG,
- Waga: 122 KG,
- Tapicerka posiada widoczne ślady użytkowania nie wpływające na komfort użytkowania,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

