



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Diatermia chirurgiczna radiofalowa ELLMAN PELLEVE S5 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 120 W,
- **Pelleve S5** to urządzenia wykorzystujące dwa typy fali radiowej dla precyzyjnych zabiegów chirurgii oraz liftingu skóry bez okresu rekonwalescencji,
- **Cechy:**
 - **Pelleve** precyzyjnie dostarcza energię do tkanki skórnej za pomocą zaawansowanej technologii częstotliwości fal radiowych w celu wywołania skurczu kolagenu bez uszkodzania naskórka,
 - Kompaktowa ergonomiczna konstrukcja umożliwia wygodne manewrowanie wokół konturów twarzy, w tym obszarów trudno dostępnych, takich jak obszar okołoczodołowy,
 - Dzięki precyzyjnemu cięciu rany goją się znacznie szybciej i są mało widoczne,
 - Możliwość stosowania przy różnego rodzaju zabiegach,
 - Małe ryzyko obrzęku po zabiegach,
 - Precyzyjne cięcie w różnych tkankach,
 - Cyfrowe wyświetlacze nastawionej mocy,
 - Foliowany, łatwy w obsłudze panel sterowania,
- Wykorzystuje dwa typy fali radiowej dla precyzyjnych zabiegów chirurgii oraz liftingu skóry bez okresu rekonwalescencji:
 - Falę radiową monopolarną o częstotliwości 4.0 Mhz,
 - Falę radiową bipolarną o częstotliwości 1.7 Mhz,
- **Posiada następujące funkcje:**
 - **Monopolarne:**
 - CUT - 120 W,
 - BLEND - 90 W,
 - COAG - 60 W,
 - FULGURATE - 45 W,
 - **Bipolarne:**
 - CUT - 120 W,
 - BLEND - 120 W,
 - COAG - 120 W,
 - FULGURATE - 120 W,
- **Diatermia umieszczona na mobilnym wózku ELLMAN wyposażonym w:**
 - Wygodny uchwyt do transportu,
 - Ruchome ramię z klipsem,
 - Trzy półki na akcesoria,
 - Cztery podwójne kółka, w tym dwa przednie z hamulcami,
- **W zestawie:**
 - **Rękojeści:**
 - Pelleve GlideSafe 20 mm. – 2 szt. (1 nowa),
 - Pelleve GlideSafe 15 mm. – 2 szt. (1 nowa),
 - Pelleve GlideSafe 10 mm. – 2 szt. (1 nowa),
 - Pelleve GlideSafe 7.5 mm. – 3 szt. (2 nowe),
 - Nowa rękojeść Ellman z przełącznikiem – 3 przyciski,
 - Ellman z przełącznikiem – 3 przyciski,
 - Rękojeść Ellman,
 - Termometr laserowy FLUKE 62 MINI,
 - Elektroda płaska ELLMAN,
 - Przewody połączeniowe 3-pin – 4 szt.,
 - Złącznik nożny,
 - Przewód zasilający,
 - Zestaw inbusów oraz akcesoriów,
- Wymiary ogólne: 50 x 35 x 130 cm,
- Waga: 40 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

