



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Liposukcja wodna BODY-JET (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **BODY-JET** to nowatorska metoda, pozwalająca na trwałe usunięcie zbędnej tkanki tłuszczowej w obrębie całego ciała. Wykorzystuje nowoczesną metodę liposukcji strumieniem wodnym (WAL: water-jet assisted liposuction). Technika WAL stosowana w urządzeniu Body-Jet® stanowi przełom w dotychczasowej procedurze liposukcji, takiej jak liposukcja brzucha lub liposukcja kolana. Skupiony strumień wody oddziela tkankę tłuszczową od tkanki włóknistej oraz mięśni, nie naruszając przy tym w sposób znaczący ciągłości tych struktur.
- Zastosowanie techniki WAL sprawia, iż zabieg Body-Jet jest znacznie mniej inwazyjny niż klasyczna liposukcja, a nawet liposukcja laserowa. Zawartość krwi oraz innych płynów w odesanym tłuszczu jest znikoma ok. 1-3% - dla porównania płyny odczynowe po klasycznej liposukcji stanowią nawet 40%. Stosując tę innowacyjną technikę możemy również zaobserwować znacznie mniejszy obrzęk, który zwykle towarzyszy tego typu zabiegom. Dzięki temu Pacjent bezpośrednio po zabiegu liposukcji widzi efekt, a mały obrzęk ułatwia precyzyjne wymodelowanie sylwetki.
- **Możliwość wyboru menu w języku: angielskim,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - 2 słoje firmy Serres o pojemności 3 litrów każdy,
  - Załącznik nożny (2 szt.),
  - Przewód zasilający,,
- Wymiary: 53 x 55 x 179 cm,
- Waga: 47 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

