



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Myjka-dezynfektor ARJO TORNADO GETINGE SP1000-452 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji szwedzkiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 3 kW,
- **Getinge SP1000** – służy do opróżniania, mycia i dezynfekcji naczyń szpitalnych, kacek, basenów i nerek szpitalnych,
- **Cechy:**
 - Cały proces jest łatwy w obsłudze. Wystarczy tylko załadować urządzenie, zamknąć je i uruchomić,
 - Uchwyt automatycznie obraca się i opróżnia naczynia sanitarne,
 - Bezpieczna i szybka dezynfekcja termiczna parą doprowadzaną do komory przewodami i dyszami,
 - Blokada w trakcie pracy dla bezpieczeństwa personelu i zapewnienia wysokich standardów higieny,
- **Specyfikacja urządzenia:**
 - **Trzy programy:**
 - Ekonomiczny: 11 litrów / cykl $\pm$ 10%,
 - Normalny: 18 litrów / cykl $\pm$ 10%,
 - Intensywny: 25 litrów / cykl $\pm$ 10%,
 - Bardzo łatwa w obsłudze,
 - Cyfrowy wyświetlacz służy do dostarcza informacji potrzebnych do obsługi urządzenia i kontroli,
 - Temperatura wody myjącej min/max: 45 – 60°C,
 - Ciśnienie wody: 70 – 800 kPa (0,7 – 8 bara),
 - Przepływ wody: 20 L/min,
 - Głośność: 60 dB,
 - Myjka wykonana ze stali nierdzewnej,
 - W jednym cyklu myjka może umyć trzy kaczki lub jeden basen,
 - Odpływ do kanalizacji o średnicy: 10 cm,
 - Podłączenie wody ciepłej i zimnej: ½ cala,
- **W zestawie:**
 - 1x kluczyk do drzwi,
 - Wężę przyłączeniowe,
- **Wymiary:**
 - Komory: 40 x 30 x 50 cm,
 - Całkowite: 58 x 45 x 130 cm,
- Waga całkowita: 90 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

