



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny FAMED ŻYWIEC SU-02 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej, (2015 r.),
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- Stół operacyjny **FAMED ŻYWIEC SU-02** przeznaczony do przeprowadzania zabiegów i operacji w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, kardiochirurgii, neurochirurgii, urologii, ginekologii, proktologii, laryngologii, okulistyki, endoskopii, laparoskopii, chirurgii urazowej, onkologicznej, stomatologicznej, plastycznej i innych,
- **Manualna regulacja:**
 - Regulacja wysokości w zakresie: Od 74.5 do 104.5 cm,
 - Pozycja Trendelenburga oraz Anty-Trendelenburga: -30° / 0° / 30°,
 - Płynna regulacja przechyłu bocznego za pomocą korby w zakresie: +/- 25°,
 - Wypiętrzenie nerkowe (ławeczka nerkowa) za pomocą korby w zakresie 15 cm,
 - Płynna regulacja oparcia pleców w zakresie: -40° do +85°,
 - Płynna regulacja zagłówek w zakresie: -50° do +55°,
 - Podnóżki dzielone odwodzone na boki z płynną regulacją w zakresie: -90° do +25°,
 - Kąt obustronnego rozchylenia podnóżków: 90°,
- **W zestawie:**
 - Podglówek **FAMED WS-21.11,**
 - Wałek podporowy duży **FAMED WS-08.5,**
 - Podpórka do operacji ręki **FAMED WS-48.5,**
 - Przystawka do operacji barku **FAMED WS-91.7,**
 - 2x Podpórka ręki **FAMED PR-01.5,**
 - 2x Pas podnóżka **FAMED WS-42.0,**
 - 2x Pas nadgarstkowy **FAMED WS-34.5,**
 - Oparcie boczne z dźwignią **FAMED WS-50.6,**
 - 1x kość mocująca na euroszyne,
- **Możliwość doposażenia stołu (za dopłatą) w dodatkowe akcesoria, przykładowe widoczne na ostatnich zdjęciach**
- Wymiary: 55 x 203.5 x 74.5/104.5 cm,
- Maksymalny udźwig z obciążeniem: 200 KG,
- Waga: 160 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

