



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Myjka dezynfekująca STEELCO DS 600D (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji włoskiej,
- Zasilanie: 415 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 8250 W,
- Moc pompy obiegowej: 750 W,
- Wydajność suszarki do 150 m³/h,
- Moc suszarki: 4000 W,
- **Cechy:**
 - Urządzenie do mycia i termodezynfekcji narzędzi chirurgicznych, narzędzi do mikrochirurgii, instrumentarium anestezyjologicznego i innych wyrobów medycznych,
 - Myjka wyposażona w podwójne obustronne drzwi przeznaczone do funkcji przelotowej,
 - Urządzenie w całości wykonane z stali kwasoodpornej,
 - Komora mycia, ramiona myjące i filtry wykonane są w całości ze stali kwasoodpornej AISI 316L. Rama i obudowa wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304,
 - Bezpieczny i łatwy w obsłudze system kontrolny z wyświetlaczem LCD pokazującym aktualny status cyklu,
 - W pełni przeszklone drzwi umożliwiające wizualną kontrolę przebiegu procesu mycia,
 - Urządzenie zapewnia doskonałe efekty mycia i dezynfekcji oraz suszenia,
 - Wtrysk wody i powietrza do suszenia następuje przez te same dysze,
 - Wymuszone suszenie powietrzem - z regulacją czasu i temperatury pomaga w całkowitym wysuszeniu,
 - Możliwość składowania do 4 pięciolitrowych kanistrów z detergentem w dolnej przestrzeni urządzenia,
 - Szyny teleskopowe umożliwiają łatwy i bezpieczny załadunek / rozładunek,
 - Trójstopniowy system filtracji wychwytuje zanieczyszczenia stałe i zapobiega ich re-cyrkulacji,
 - Wbudowany zmiękcacz wody, podnosi efektywność procesu mycia,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Pojemność komory: 200 litrów,
 - Pojemność kosza: 170 litrów,
 - Urządzenie o pojemności od 6 do 8 tac DIN,
 - Termodezynfekcja w temperaturze 93°C i dezynfekcja termiczno-chemiczna,
 - Temperatura jest monitorowana przez dwa niezależne czujniki,
 - Drzwi komory otwierane uchylnie - po otwarciu tworzą blat roboczy na wysokości 850 mm,
 - Trzy podstawowe programy mycia: szybki, standardowy i intensywny,
 - Możliwość modyfikacji programów (czasu, temperatury, ilości dozowanego detergentu) do indywidualnych wymagań,
 - Wbudowana drukarka ST2,
 - 1 pompa do detergentu,
 - Poziom hałas: 56 dB(A),
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający (415 V),
 - Wózek wsadowy posiadający 3 półki,
 - 4 koszyki sitkowe w rozmiarze: 23.5 x 23.5 x 5.5 cm,
 - 2 koszyk sitkowy z pokrywką na drobne elementy w rozmiarze: 10 x 10 x 4 cm,
 - 2 szt. - 8 pozycyjny stojak na kasety narzędziowe (odstęp 4 cm) w rozmiarze: 18 x 39 x 11 cm,
 - 8 kaseta do sterylizacji narzędzi (10 miejsc): 18.5 x 14 x 1.5 cm,
 - 8 kaseta do sterylizacji narzędzi (5 miejsc): 18,5 x 8 x 1,5 cm,
- Wymiary: 65 x 71 x 170 cm,
- Waga: 225 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

