



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kompresor do liposukcji VEVOR YM850-40L (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 850 W,
- Sprężarka powietrza **VEVOR YM850** posiada 40-litrowy zbiornik, aby zmaksymalizować wydajność. Dodatkowo jest wyposażony w bezolejową pompę, która zapewnia minimalną konserwację,
- Miedziany silnik o mocy 1.1 KM/850 W, który jest bardzo wydajny i cichy oraz posiada otwór odprowadzający ciepło zapobiegający przegrzaniu,
- Sprężarka wyposażona jest w zawór elektromagnetyczny, manometr, separator wody oraz zawór bezpieczeństwa, które regulują ciśnienie powietrza w zbiorniku i utrzymują je zawsze w bezpiecznym zakresie,
- Silnik bezolejowy pracuje z poziomem hałasu 58 dB, co nie przeszkadza i zapewnia przyjemną i wyciszającą atmosferę pracy,
- Kompresor posiada uchwyt ułatwiający przenoszenie i transport, 4 antypoślizgowe nóżki zapewniają stabilność podczas pracy,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Materiał obudowy: stal,
 - Moc: 1.1 KM / 850 W.,
 - Pojemność zbiornika: 40 L. / 8.8 galona,
 - Rodzaj smarowania; bezolejowy,
 - Prędkość: 1440 obr./min.,
 - Maksymalne ciśnienie: 8 barów,
 - Poziom hałasu: 56 dB,
- Wymiary całkowite: 43 x 43 x 71 cm,
- Waga: 31 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

