



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stereometr GPE PSYCHOTRONICS STE-03 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Urządzenie do diagnostyki różnicowania przestrzennego (stereoskopii), a także ostrości widzenia,
- Pełen zakres pozycji wyjściowych prętów pomiarowych umożliwia wielokrotny pomiar widzenia bliży i dali w sposób automatyczny,
- Przebieg badania łącznie z aktualną pozycją prętów jest wizualizowany na monitorze urządzenia sterującego,
- **Cechy:**
 - **Zmienne mierzone:**
 - Odchylenie prętów pomiarowych od wartości środkowej,
 - Ilość pomiarów niedoszacowanych oraz przeszacowanych,
 - Statystyki dla lewego i prawego oka,
 - Zainstalowany w urządzeniu program dokonuje wstępnej obróbki statystycznej wyników,
 - **Forma prezentacji wyników:**
 - Wyniki średnie,
 - Wyniki cząstkowe,
 - Prezentacja graficzna w formie wykresów,
 - **Urządzenie współpracuje z programem komputerowym STiAD,**
- **Menu urządzenia w języku polskim,**
- **W zestawie:**
 - Zasilacz z przewodem zasilającym,
 - 2x przewody RJ-45,
 - Komputer sterujący,
 - Moduł sterujący,
- Wymiary całkowite: 30 x 76 x 118 cm,
- Waga: 10 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

