



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wózek endoskopowy MEDICART IMOTECH MEDICAL (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Specyfikacja:**
 - Wysuwana górna szuflada na klawiaturę,
 - Włącznik zasilania na froncie wózka,
 - Wyposażony w wbudowaną listwę 6 urządzeń,
 - Uchwyt z tyłu do swobodnego transportu wózka,
- **Mobilny na 4 kółkach (2 hamujące),**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Górna półka: 48 x 28 cm,
 - 2x półka środkowa: 44 x 48 cm,
 - Dolna półka: 44 x 52 cm,
 - Wymiary całkowite: 64 x 65 x 120 cm,
- Waga: 25 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

