



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Szafka przyłóżkowa STOLTER (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Posiada półkę boczną,
- Posiada zmienną regulację wysokości półki bocznej oraz możliwość jej schowania,
- Dwustronne otwieranie szuflady i drzwiczki umożliwiające umieszczenie szafki po obu stronach łóżka,
- Posiada otwartą półkę oraz zamykaną przestrzeń podzieloną na dwa poziomy,
- Podstawa szafki wyposażona jest w cztery kółka, w tym dwa z możliwością indywidualnej blokady,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Wysuwany boczny blat o wymiarach: 54 x 30 cm (**możliwość regulacji wysokości blatu w przedziale: 79 - 107 cm**),
 - Wysuwana obustronnie szuflada podzielona na dwie przegrody:
 - Większa przegroda: 18 x 35 x 7 cm,
 - Mniejsza przegroda: 10 x 35 x 7 cm,
 - Półka środkowa: 31 x 45 cm,
 - Otwierana szuflada z dwoma półkami o wymiarach: 37 x 35 cm,
- Wymiary:
 - Całkowite: 51 x 40 x 86 cm,
- Waga: 35 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

