



Podgrzewacz płynów infuzyjnych OASIS BATH WARMER (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 200 W,
- Płynna regulacja temperatury grzania (max 60°C),
- Wyjmowany wkład z pięcioma przegrodami (6.5 x 27.5 x 13 cm),
- **W zestawie:**
 - Wkład w pięcioma przegrodami,
- Wymiary:
 - Komory: 35.8 x 29.5 x 18 cm,
 - Ogólne: 41 x 36.5 x 29 cm,
- Waga: 7.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

