



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Przenośna lodówka laboratoryjna LABCOLD VACCINE RPDF0012F (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V / 12V (ładowarka samochodowa),
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 95 W,
- Przenośna lodówka laboratoryjna przeznaczona do transportu szczepionek oraz leków,
- Łatwy do odczytania cyfrowy wyświetlacz temperatury z możliwością jej regulacji dzięki czemu masz pewność, że wyświetlana temperatura odpowiada temperaturze panującej w pojemniku,
- Lodówka jest wyposażony w wygodny pasek na ramię, a wewnątrz ma przegrodę i wyściełane pokrywy, aby chronić zawartość podczas transportu,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Wbudowany wyświetlacz,
 - Regulacja temperatury w zakresie: Od +2 °C do +10 °C,
 - Pojemność: 12 l.,
- **Należy pamiętać, że ten produkt nie nadaje się do transportu krwi ani produktów krwiopochodnych,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewód zasilający samochodowy,
 - Wkład zabezpieczający,
 - Pasek mocujący,
 - Przegroda,
- Wymiary: 20 x 33.5 x 16.5 cm,
- Waga: 4.6 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

