



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor pacjenta/kardiomonitor GE DASH 5000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez dwa wbudowane akumulatory 11.1 V / 3.5 Ah (**brak w zestawie, możliwość doposażenia w nowe za dodatkową opłatą**),
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 75 W,
- **Specyfikacja:**
 - Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 12.1" oraz rozdzielczości: 800 x 600 px., zapewnia wydajny obraz ekranu z dużej odległości,
 - Gniazda: Defib Sync. / LAN / Aux,
- **Niestandardowe opcje wyświetlania umożliwiają:**
 - Przeglądanie, oraz analizę danych w formacie graficznym i liczbowym,
 - Zestawianie pomiarów i trendów w czasie rzeczywistym,
 - Dowolną konfigurację każdego elementu ekranu - od krzywych po nazwy parametrów,
- W pełni elastyczne ustawienia alarmu umożliwiają spersonalizowane monitorowanie,
- Jasne światło alarmowe przy łóżku pomaga natychmiast zlokalizować pacjenta w sytuacjach krytycznych,
- Zarówno opcje pomiaru podstawowego, jak i boczne strumienia CO₂ o niskim przepływie w zastosowaniach od noworodków po dorosłych pacjentów,
- Lekka, trwała i ergonomiczna konstrukcja, zoptymalizowany pod kątem wymagającego transportu,
- **Cechy:**
 - Obsługa za pomocą pokrętki nawigacyjnej TRIM KNOB ułatwia wprowadzanie informacji i nawigację po ekranie,
 - Łatwy w użyciu interfejs,
- **Wyposażony w:**
 - NIBP - Nowy mankiet NIBP z podwójnym przewodem powietrznym,
 - EKG - Nowy przewód EKG 3-odprowadzeniowy,
 - SPO₂ - Nowy czujnik klipsowy,
 - TEMP - Nowy czujnik temperatury (**brak w zestawie - możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - PI1/3 i PI2/4 - **Możliwość doposażenia w linie pomiarową za dodatkową opłatą**,
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, FR, IT, ES, DE, NL, SE, DK, HU, NR, PA, PL, RU, CZ, JP,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - NIBP - Nowy mankiet NIBP z podwójnym przewodem powietrznym,
 - EKG - Nowy przewód EKG 3-odprowadzeniowy,
 - SPO₂ - Nowy czujnik klipsowy,
- Wymiary: 22.5 x 31.5 x 30 cm,
- Waga: 10 KG,
- Kat 01,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

