



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Audiometr AMPLIVOX 2160 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **AMPLIVOX 2160** to przenośny audiometr, który idealnie nadaje się do szkół, przemysłu i podstawowych praktyk lekarskich lub wszędzie tam, gdzie przeprowadzane są szybkie badania przesiewowe słuchu,
- **Specyfikacja:**
 - Zakres częstotliwości: 125 – 8000 Hz,
 - Zakres głośności: Od -10 dB do 120 dB,
 - **Maskowanie:**
 - Czysty ton: 11 zwężeń pasma,
 - Mówienie: pełen zakres białego tonu od -10 dB do 100 dB,
 - **Przerywacz:**
 - Manualny / ciągły / pulsacyjny,
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim,
 - Przewód zasilający,
 - Słuchawka kostna,
 - Słuchawki nauszne,
 - Słuchawka douszna,
 - Przewodowy mikrofon,
 - Przycisk pacjenta,
 - Dedykowana walizka,
 - 2 x klucz,
- Wymiary całkowite: 36 x 36 x 16 cm,
- Waga: 5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

