



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor pacjenta/kardiomonitor YONKER YK-8000C (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C., (2020 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 70 VA,
- Zaawansowany wieloparametrowy kardiomonitor **YONKER YK-8000C**, który może być stosowany w trakcie operacji, rekonwalescencji po operacji, po znieczuleniu i ratownictwie do monitorowania czynności życiowych dorosłych, dzieci oraz noworodków. YK-8000C to poręczne - ergonomiczne, wygodne oraz intuicyjne w użytkowaniu urządzenie,
- Kardiomonitor przeznaczony dla dorosłych, dzieci i noworodków. Wybór grupy wiekowej w ustawieniach z automatycznym dostosowaniem granic alarmowych,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Ekran: 12.1" cala LCL TFT,
 - Wbudowane moduły pomiarowe:
 - EKG,
 - SPO2,
 - TEMP1 | TEMP2,
 - NIBP,
 - Kardiomonitor współpracuje z stacją centralnego monitorowania,
 - Regulacja granic alarmowych,
 - Pamięć mierzonych wartości (trendy tabelaryczne oraz graficzne),
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewód EKG 5 - odprowadzeniowy,
 - Czujnik SPO2,
 - Mankiet NIBP z przewodem powietrznym,
- Wymiary: 30.5 x 16.2 x 29 cm,
- Waga: 3.3 KG,
- Kat 01,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

