



Myjka ultradźwiękowa 10L BS-UC10 (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Profesjonalna myjka ultradźwiękowa **BS-UC10**. Myjka ultradźwiękowa do dezynfekcji akcesoriów kosmetycznych, a w szczególności głowic do mikrodermabrazji, frezów itp. oraz narzędzi stomatologicznych i kosmetycznych,
- Myjki mają szerokie zastosowanie i sprawdzą się w kosmetologii oraz medycynie,
- Oprócz bardzo wysokiej skuteczności mycia i docierania do najbardziej niedostępnych szczegółów mycie przy pomocy ultradźwięków nie powoduje absolutnie żadnych uszkodzeń mechanicznych mytych przedmiotów, dzięki zastosowaniu wysokiej częstotliwości czyszczenia oraz technologii podgrzewania cieczy czyszczącej, umożliwia dokładne usuwanie nawet najmniejszych zanieczyszczeń,
- Wytrzymała konstrukcja myjki, wykonania jest z nierdzewnej stali szlachetnej,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Pojemność: 10 l.,
 - Moc ultradźwięków: 240W,
 - Częstotliwość : 40KHz,
 - Czas pracy: 1-30 minut,
 - Moc podgrzewania: 300W,
 - Regulacja temperatury: 0-80 °C,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Koszyk mocujący,
- Wymiary:
 - Komory: 30 x 27 x 15 cm,
 - Całkowite: 33 x 27 x 31 cm,
- Waga: 3 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

