



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa infuzyjna (objętościowa) MEDIMA P300 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Zdjęcia poglądowe,**
- Produkcji polskiej, (2022 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 wbudowany akumulator 9.6 V / 2.2 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 20 VA,
- **Cechy produktu:**
 - Duży, kolorowy wyświetlacz graficzny 3.2", o wysokiej rozdzielczości i kontraście,
 - Intuicyjny interfejs użytkownika,
 - Ekran dotykowy, klawiatura symboliczna i alfanumeryczna,
 - **Menu urządzenia w języku polskim,**
 - Rozbudowany system alarmów,
 - Automatyczny system instalacji zestawu infuzyjnego,
 - Bardzo krótki czas do rozpoczęcia infuzji,
 - Wyjątkowa równomierność infuzji,
 - Wiele trybów infuzji, w tym infuzja ciągła, z przerwami, profil (do 24 cykli),
 - Zaawansowana i intuicyjna w obsłudze biblioteka leków lub biblioteka etykiet,
 - Szeroki wybór typów i jednostek infuzji (ng, µg, mg, µU, mU, U, kU, µmol, mmol, mol, kg / min, godz., 24 godz.),
 - Zaawansowane rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo infuzji,
 - Bolus automatyczny i manualny (możliwość programowania dawki, czasu lub szybkości podaży),
 - Automatyczna likwidacja bolusa okluzyjnego,
 - 12 poziomów ciśnienia okluzji,
 - Biblioteka leków (w pamięci pompy można zapisać 120 procedur dozowania leków z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych parametrów infuzji, dodatkowo do każdego parametru dodać można ograniczenia, które w czasie programowania infuzji ostrzegają o przekroczeniu dopuszczalnych wartości przy czym limity miękkie ostrzegają o przekroczeniu wartości zalecanych, a limity twarde uniemożliwiają wpisanie wartości spoza ich zakresu, po wybraniu leku z listy pompa jest gotowa do infuzji, bibliotekę leków można wpisać bezpośrednio z klawiatury pompy, przesłać z pompy do pompy za pomocą interfejsu RS232, utworzyć ją w programie Medima Drug Editor i przesłać do pompy bezpośrednio z PC lub za pośrednictwem MedimaNet),
 - Integracja ze szpitalnymi bazami danych (HIS/PDMS),
- **Wbudowane gniazda:**
 - 12 V,
 - RS - 232,
 - Przywołania personelu,
- **Specyfikacja:**
 - **Przepływ:**
 - 0.1 - 99.99 ml/h z przyrostami co 0.01 ml/h,
 - 100 - 999.9 ml/h z przyrostami co 0.1 ml/h,
 - 1000 - 1200 ml/h z przyrostami co 1 ml/h,
 - **Objętość i czas infuzji:**
 - 0.1 - 20000 ml; 1 min - 200 godz.,
 - **Bolus, bolus początkowy:**
 - Szybkość: 20 - 1200 ml/h,
 - Objętość: 1 - 500 ml,
 - Bolus automatyczny i ręczny,
 - Okluzja:
 - 12 poziomów (75 ÷ 900 mmHg),
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 20 x 28 x 11.5 cm,
- Waga: 2.5 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

