



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa infuzyjna (strzykawkowa) MEDIMA S300 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Zdjęcia poglądowe,**
- Produkcji polskiej, (2022 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 wbudowane akumulatory 9.6 V / 2.2 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 20 VA,
- **Medima S300** posiada rozszerzoną bibliotekę leków o limity dla każdego parametru infuzji. Limity miękkie (soft limits, min max) ostrzegają o przekroczeniu parametru infuzji wartości zalecanych, jednak nie ograniczają możliwości wprowadzania zmian. Limity twarde (hard limits, min max) blokują możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu,
- **Cechy produktu:**
 - Duży, kolorowy wyświetlacz graficzny 3.2" o wysokiej rozdzielczości i kontraście,
 - Intuicyjny interfejs użytkownika,
 - Ekran dotykowy oraz klawiatura numeryczna,
 - **Menu urządzenia w języku polskim,**
 - Rozbudowany system alarmów (pozwala na regulację głośności i trybu dźwięku, tryb nocny z możliwością ustawienia przyciszonego dźwięku i zmniejszonej jasności wyświetlacza),
 - Automatyczny system instalacji i rozpoznawania strzykawki,
 - Szeroki asortyment strzykawek (objętości 2, 2.5, 3, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 50 ml),
 - Bardzo krótki czas do rozpoczęcia infuzji,
 - Wyjątkowa równomierność infuzji,
 - **Zaawansowana i intuicyjna biblioteka leków:**
 - Jedna dla całego szpitala, o pojemności całkowitej do 5000 procedur dozowania,
 - Może być podzielona na maksymalnie 40 oddziałów (CCA) zawierających do 500 leków oraz posiadać do 40 zdefiniowanych kategorii,
 - Miękkie i twarde limity dla poszczególnych parametrów,
 - Szeroki wybór typów infuzji i jednostek do prowadzenia infuzji (ng, µg, mg, µU, mU, U, kU, µmol, mmol, mol, kg / min / godz. / 24 godz.),
 - Bolus automatyczny i manualny (możliwość programowania dawki, czasu lub szybkości podaży),
 - Automatyczna likwidacja bolusa okluzyjnego,
 - Integracja ze szpitalnymi bazami danych (HIS/PDMS),
 - Współpraca z wyspecjalizowanymi modułami oprogramowania, takimi jak: Medima Drug Editor, Medima Configurator, Medima Service & Maintenance,
- **Specyfikacja:**
 - **Przepływ:**
 - 0.1 - 99.99 ml/h z przyrostami co 0.01 ml/h,
 - 100 - 999.9 ml/h z przyrostami co 0.1 ml/h,
 - 1000 - 2000 ml/h z przyrostami co 1 ml/h,
 - **Objętość i czas infuzji:**
 - 0.1 - 20000 ml; 1 min - 200 godz.,
 - **Bolus, bolus początkowy:**
 - Szybkość: 20 - 2000 ml/h,
 - Objętość: 0.1 - 50 ml,
 - Bolus automatyczny i ręczny,
 - **Okluzja:**
 - 12 poziomów (75 - 900 mmHg),
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 21 x 36.5 x 11.5 cm,
- Waga: 2.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

