



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



System litotrypsji OLYMPUS SHOCKPULSE SE SPL-G (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **OLYMPUS SHOCKPULSE-SE** jest systemem oferującym litotrypsję o podwójnym działaniu z opatentowaną technologią, która umożliwia jednoczesne wytwarzanie stałej energii fali ultradźwiękowej oraz przerywanej energii fali uderzeniowej (balistycznej/mechanicznej) za pomocą pojedynczej sondy. **ShockPulse** oferuje niezrównaną wydajność i znacznie skraca czas zabiegu,
- Częstotliwość: 19.500 Hz – 21.500 Hz,
- **Cechy:**
 - Wyższa prędkość i wydajność: Skutecznie rozdrabnia i zasysa kamienie o różnych rozmiarach, kształtach i składzie,
 - Intuicyjne sterowanie dla chirurga: Ergonomiczna rękojeść ze zintegrowanym ssaniem i aktywacją dłoni,
 - Wszechstronność: Pełny zakres sond i rozmiarów (do nerek, moczowodu i pęcherza),
 - Konstrukcja jednoręczna, nie ma potrzeby podłączania przetworników pneumatycznych i ultradźwiękowych,
 - Aktywacja ręczna przetwornika eliminuje potrzebę używania przełącznika nożnego,
 - Ergonomiczna konstrukcja umożliwia usprawnioną kontrolę podczas zabiegów PCNL, URS i pęcherza,
 - Przetwornik utrzymuje niższą temperaturę powierzchni przez cały czas trwania zabiegu,
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskimi,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Rękojeść OLYMPUS SPL-T,
 - Stożek nosowy OLYMPUS SPL-NC,
 - Sterownik nożny OLYMPUS EGSPL-FS,
 - Klucz dynamometryczny OLYMPUS,
- Wymiary: 36 x 39 x 11 cm,
- Waga: 7 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

