



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wirówka laboratoryjna EPPENDORF CENTRIFUGE 5702 (Powystawowy (demo))

- Nowa (powystawowa),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 200 W,
- **Centrifuge 5702** to niskoobrotowa wirówka laboratoryjna specjalnie zaprojektowana do użytku w laboratoriach zajmujących się hodowlą komórek i badaniami klinicznymi, pracujących z małą lub średnią ilością próbek,
- Przeznaczona do zastosowań standardowych,
- Wbudowany podświetlany wyświetlacz LCD,
- **Cechy produktu:**
 - Kompaktowa budowa, dzięki której urządzenie mieści się na każdym stole laboratoryjnym,
 - Bardzo cicha praca,
 - Niewielka wysokość urządzenia umożliwiająca łatwe wkładanie i wyjmowanie próbek,
 - Zoptymalizowana do rozdzielenia komórek poprzez wirowanie w gradiencie,
 - Funkcja „At set RPM” uruchamia zegar po osiągnięciu wybranej prędkości obrotowej; w celu zapewnienia powtarzalności wirowania,
 - Blokada przycisków zapobiega niezamierzonemu przestawianiu parametrów,
 - Komora rotora wykonana ze stali nierdzewnej jest łatwa w czyszczeniu,
 - Elektroniczne rozpoznawanie niewyważenia zapewniające maksymalne bezpieczeństwo,
 - Automatyczny zamek pokrywy,
 - Regulacja czasu: 0.5 - 99 min. oraz wirowanie ciągłe,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Maks RCF: 3 000 × g,
 - Prędkość maks.: 4400 rpm,
 - Pojemność maksymalna: 4 x 100 ml,
 - Poziom hałasu:
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Rotor wychylny A-4-38,
 - 4 szt. - kosz okrągły EPPENDORF,
 - 4 szt. - adapter 7 ml.,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 32 x 40 x 24/53 cm (z otwartą pokrywą),
- Waga: 20 KG,
- Kat 06,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

