



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Audiometr diagnostyczny AMPLIVOX 2150 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji duńskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Audiometr AMPLIVOX 2150** to przenośny audiometr, który idealnie nadaje się do szkół, przemysłu i podstawowych praktyk lekarskich lub wszędzie tam, gdzie przeprowadzane są szybkie badania przesiewowe słuchu,
- Łatwy w użyciu, wymaga minimalnego przeszkolenia przed użyciem i oferuje skalibrowane bodźce tonowe czyste i tonowe w szerokim zakresie częstotliwości,
- **Specyfikacja:**
 - Zakres częstotliwości: Od 125 do 8000 Hz,
 - Zakres głośności: Od -10 do 100 (dB),
 - Maskowanie: Od 0 do 100 (dB),
 - Tryby:
 - Lewa strona słuchawki (L),
 - Prawa strona słuchawki (R),
 - Obydwie strony (L + R),
 - Słuchawka kostna,
 - Swobodna regulacja poziomu głośności,
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Słuchawki nauszne,
 - Słuchawka kostna,
 - Słuchawka douszna,
 - Przycisk pacjenta,
 - Dedykowana walizka do transportu oprzyrządowania,
- Wymiary urządzenia: 31 x 16 x 10 cm,
- Waga całkowita: 5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

