



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



System do drenażu limfatycznego nóg NORMATEC 3 HYPERICE (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji , (2023 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- System do masażu i drenażu limfatycznego **NORMATEC 3** wykorzystuje najnowocześniejszą technologii kompresji, by szybko regenerować zmęczone i obolałe nogi,
- **Hyperice** oferuje 7 poziomów kompresji i opatentowaną technologię Pulse zapewniającą precyzyjny masaż w 5 nakładających się strefach. Dodatkowo **NORMATEC 3** to technologia ZoneBoost™, która wykorzystuje biomimikę do odtworzenia naturalnego krążenia w nogach,
- Konstrukcja systemu do drenażu **NORAMTEC 3** charakteryzuje się intuicyjnym prostym interfejsem, dzięki któremu w łatwy sposób możemy zarządzać sesją presoterapii przed i w czasie zabiegu. Łączność Bluetooth pozwala także na zarządzanie urządzeniem Normatec poprzez aplikację Hyperice połączoną z telefonem,
- **Cechy:**
 - Przyspieszenie procesu regeneracji mięśniowej,
 - Wsparcie w poprawie drenażu limfatycznego,
 - Usprawnienie krążenia,
 - Ulga w dolegliwościach bólowych nóg,
 - Ujędrnia i poprawia elastyczność skóry,
 - Redukcja stanów zapalnych,
 - Zwiększenie sprawności i wydolności mięśniowej,
- **Aplikacja HYPERICE:**
 - Normatec 3 może połączyć się z telefonem i za pomocą aplikacji zbierać dane, które pomogą dopasować masaż do indywidualnych potrzeb,
 - Możliwość bezpiecznego i prostego odblokowywania kolejnych poziomów oraz dostosowywanie działania Normatec 3 pod własne potrzeby,
 - **Zalety:**
 - Komfortowe dostosowywanie ustawień czasu i intensywności ciśnienia,
 - Możliwość aktywacji funkcji ZONE BOOST (wzmocnienie strefowe),
 - Możliwość zapisywania i łatwego przywracania preferowanych ustawień,
 - Monitorowanie i analiza indywidualnych statystyk w celu optymalizacji efektywności regeneracji,
- **Specyfikacja:**
 - 7 poziomów kompresji oraz 5 komór powietrznych (z możliwością indywidualnych ustawień),
 - Intuicyjna jednostka sterująca,
 - Lekka waga jednostki sterującej (1.45 KG),
 - Funkcja Zone Boost™,
 - Zakres ciśnień: 30-110 mmHg,
 - Możliwość połączenia z aplikacją Hyperice,
 - Czas pracy: do 3 godzin na jednym ładowaniu,
 - Trwałe materiały i najwyższej jakości wykonanie,
 - Nogawki przystosowane dla osób o wzroście do 161 cm,
- **W zestawie:**
 - Jednostka sterująca NORMATEC 3,
 - Nogawki w wersji krótkiej,
 - Przewody ciśnieniowe,
 - Zasilacz,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

