



Diatermia chirurgiczna ERBE ICC 300-H (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 300 W,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Płynna regulacja mocy,
 - Cyfrowe wyświetlacze ustawionej mocy,
 - Foliowany, łatwy w obsłudze panel sterowania,
- **Posiada następujące funkcje:**
 - Dwa rodzaje cięcia monopolarnego - max. 300 W:
 - AUTO CUT - cięcie z automatyczną kontrolą napięcia,
 - HIGH CUT - cięcie przeznaczone szczególnie do tkanek o słabym przewodnictwie elektrycznym,
- **Cztery rodzaje koagulacji - max. 120 W:**
- SOFT COAG - dokładna kontrola procesu koagulacji i zapobieganie karbonizacji poprzez tryb koagulacji,
- FORCED COAG - kiedy potrzebna jest szybka i efektywna koagulacja,
- SPRAY COAG - odpowiedni do koagulacji gazem argonowym,
- AUTO BIPOLAR - koagulacja bipolarna,
- **W zestawie:**
 - Nowy przewód elektrody bipolarnej BOWA 4,5 m (**możliwość doposażenia za dopłatą w szczypce bipolarne**),
 - Nowy przewód elektrody neutralnej BOWA 4,5 m do elektrod jednorazowego użytku (**możliwość doposażenia w elektrodę za dodatkową opłatą**),
 - Nowy przewód elektrody monopolarnej z uchwytem BOWA (**trzonek 4 mm**),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 41 x 37 x 15 cm,
- Waga: 10 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

