



Insuflator RICHARD WOLF 2232 CO2 PNEU (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Środek insuflacyjny: medyczne CO₂ (procent czystości > 99.5%),
 - Wartość ciśnienia dla przyłączy ciśnieniowych: Od 3 do 150 bar,
 - Regulacja ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej: Od 3 mmHg do 25 mmHg (+/- 2 mmHg) regulacja stopniowa (+/- 1 mmHg),
 - Natężenie przepływu gazu przy napełnianiu początkowym: 1 l/min (+/- 50%),
 - Natężenie przepływu gazu (wysoki przepływ): Od 1 l/min. do 42 l/min. (+/- 20%) regulacja stopniowa (+/- 1 l./min.),
 - Wskaźnik zużycia: Od 0 l. do 999 l. (+/- 20%),
- **Funkcje bezpieczeństwa:**
 - Automatyczna kontrola funkcji: samoczynna kontrola funkcji po włączeniu urządzenia,
 - Automatyczne wykrywanie błędów,
 - Automatyczne wyświetlanie komunikatu o błędzie,
 - Automatyczne rejestrowanie błędów (w pamięci),
 - Regulacja sygnałów akustycznych (16-stopniowa regulacja),
 - System alarmowy: NISKI / ŚREDNI / WYSOKI,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Wąż przyłączeniowy,
- Wymiary: 33 x 39 x 15.5 cm,
- Waga: 11.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

