



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Laser diodowy POLDERMA ML BEAUTY MACHINE 808-A2 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej, (2022 r.)
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Laser diodowy jest jedną z najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych metod trwałego usuwania owłosienia. Zasada działania lasera diodowego bazuje na zjawisku selektywnej termolizy. Światło lasera pochłaniane jest wybiórczo przez melaninę zawartą we włosach, następnie zmienia się w energię ciepłą niszcząc struktury włosa odpowiedzialne za jego wzrost. Następuje destrukcja mieszka włosowego, jednocześnie tkanka go otaczająca zostaje nienaruszona,
- **Urządzenie wykorzystuje najskuteczniejszą długość fali:**
 - 755nm - Fala dobrze i wybiórczo absorbowana przez melaninę. Działa nieznacznie płycej od 808nm więc jest mniej bolesna,
 - 808nm - Fala jest również dobrze absorbowana przez melaninę,
 - 1064nm - Fala działająca głębiej niż 755nm,
- Urządzenie wykorzystuje innowacyjny, 12-barowy emiter,
- Laser zapewnia wysoką skuteczność w walce z ciemnymi oraz jasnymi włosami niezależnie od fototypu,
- **Zalety:**
 - Znikoma bolesność,
 - Trwałe efekty depilacji,
 - Skuteczny i niezawodny system chłodzenia (-10 do +3 Stopni Celsjusza),
 - Duży, czytelny wyświetlacz LCD,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Typ: laser diodowy,
 - Długość fali: 808 / 810nm (12Bar),
 - Pobór mocy: 2000W,
 - Moc wyjściowa: 800W,
 - Ekran: 8.4" kolorowy ekran dotykowy,
 - Długość impulsu: 10-200ms z płynną regulacją,
 - Energia: 1-150 J/cm² regulacja,
 - Częstotliwość: 1-10Hz,
 - Chłodzenie: półprzewodnik, woda, powietrze (-10 do +3 Stopni Celsjusza),
- **Możliwość wyboru menu w języku: angielskim, polskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim,
 - Głowica zabiegowa,
 - Dedykowana skrzynia do transportu urządzenia,
 - 2x klucz do skrzyni,
 - Uchwyt głowicy,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Urządzenia: 59 x 40 x 36 cm,
- Waga: 40 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

