



Kozetka lekarska U.B.M SR-5 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Stół rehabilitacyjny U.B.M. SR-5 przeznaczona jest do zabiegów leczniczych w szpitalach, sanatoriach i innych jednostkach służb zdrowia,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych farbą proszkową,
 - Leże i wezgłowie z płyty wiórowej pokrytej pianką poliuretanową obszyte materiałem zmywalnym,
 - Leże dwusegmentowe,
 - Płynna manualna regulacja kąta nachylenia podglówka,
 - **Możliwość regulacji w zakresie:**
 - Regulacja kąta podglówka: - 60° / 0 / 45 °,
 - Wieszak na papier,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze niebiesko-granatowym (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- Wymiary:
 - Zagłówek: 58 x 44 cm,
 - Segmentu ciała: 58 x 144 cm,
 - Długość całkowita: 190 cm,
 - Wysokość: 52 cm,
- Maksymalny udźwig: 170 KG,
- Waga: 15 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

