



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat anestezyjologiczny GE DATEX-OHMEDA S5 AVANCE (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
 - Stan techniczny: bardzo dobry,
 - Stan wizualny: bardzo dobry,
 - **Realne zdjęcia produktu,**
 - Produkcji U.S.A.,
 - Zasilanie: 230 V,
 - Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 5 Ah,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Oprogramowanie: 3.30,
 - **Datex-Ohmeda S/5 Avance** jest aparatem do znieczulania noworodków, dzieci i dorosłych z pełnym monitorowaniem wentylacji i stężenia gazów medycznych i środków anestetycznych,
 - **Posiada dwa porty na parowniki z systemem montażowym Selectatec (S-2000) - brak parownika w zestawie (możliwość doposażenia za dodatkową opłatą),**
 - Zasilany w gazy z centralnej instalacji: O2, N2O, Air,
 - Możliwość zasilania w gazy z dodatkowych butli: O2, N2O,
 - Elektronicznie sterowany mieszalnik gazów z pneumatycznym sterowaniem wentylacji rezerwowej,
 - Wbudowany kolorowy ekran wentylacji o przekątnej: 12",
 - Wbudowane podświetlenie diodowe ekranu z możliwością regulacji natężenia światła,
 - Łatwy dostęp do menu,
 - Intuicyjny interfejs użytkownika,
 - Pełne możliwości monitorowania pacjenta,
 - **Zaawansowany układ ABS:**
 - Minimalna liczba elementów i połączeń przewodów znacznie redukuje ryzyko nieszczelności lub rozłączenia,
 - Wszystkie elementy poza czujnikiem tlenowym i czujnikami przepływu nadają się do sterylizacji w autoklawie,
 - Układ oddechowy ABS nie zawiera lateksu,
 - Układ ABS należący do wspólnej platformy aparatów GE Datex-Ohmeda: Aisys, Avance, Aespire,
 - **Opcje wentylacji:**
 - Kontrola głośności,
 - Kontrola ciśnienia,
 - PSVPro® (wspomaganie ciśnieniowe z trybem awaryjnym bezdechu),
 - Zsynchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) (objętość i ciśnienie),
 - Elektroniczny PEEP,
 - Kompensacja objętości oddechowej,
 - Błat roboczy o wymiarach: 45 x 32 cm,
 - Dwie szuflady o wymiarach: 32.5 x 29 x 18 cm,
 - **Możliwość wyboru menu w języku: PL, SWE, RUS, TUR, CS, GER, HUN, DUN, NOR, FIN, CHIN, DU, PT, JP, IT, ESP, GER, FR, ENG,**
 - **Aparat wyposażony w:**
 - **Monitor pacjenta / kardiomonitor GE DATEX-OHMEDA D-LCC15-03:**
 - Rekondycjonowany (używany),
 - Stan techniczny: bardzo dobry,
 - Stan wizualny: bardzo dobry,
 - Produkcji U.S.A.,
 - Zasilanie 230 V, oraz poprzez wbudowany nowy akumulator 6 V / 1.2 Ah,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Przeznaczony do wieloparametrowego monitorowania pacjenta,
 - Niestandardowe opcje wyświetlania umożliwiają przeglądanie oraz analizę danych w formacie graficznym i liczbowym, zestawianie pomiarów i trendów w czasie rzeczywistym,
 - **Wyposażony w:**
 - Wyświetlacz: 15" cali,
 - Typ: Aktywna kolorowa matryca TFT LCD,
 - Rozdzielczość: SVGA 800 x 600 px,
 - **S/5 ComBar:**
 - Pasek poleceń specyficzny dla anestezjologii umożliwiający intuicyjny dostęp do funkcji monitorowania,
 - Wyjmowany pasek poleceń pozwala użytkownikowi na sterowanie monitorem w pobliżu,
 - **Trendy graficzne:**
 - Wszystkie parametry, możliwość wyboru czasu od 30 minut do 72 godzin,
 - **Trendy numeryczne:**
 - Ciągłe mierzone parametry próbkowane co 5 minut, wartości NIBP i PCWP aktualizowane po każdym pomiarze. Ponadto znacznik wyzwała aktualizację trendu numerycznego,
 - **Kursor trendu:**
 - Zarówno w trendach graficznych, jak i liczbowych,
 - Alarmy akustyczne i wizualne,
 - **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, GER,**
 - **Moduł pomiaru gazów anestetycznych M-CAIO z pułapką wodną D-FEND,**
 - **Moduł DATEX ENGSTORM wyposażony w:**
 - **Moduł M-NESTPR wyposażony w:**
 - EKG - Przewód 3 - odprowadzeniowy,
 - SPO2 - Czujnik klipsowy,
 - NIBP - Mankiet (6 szt.) + przewód powietrzny,
 - T1 i T2 - 1 czujnik w zestawie (**możliwość doposażenia w drugi nowy za dodatkową opłatą**),
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód EKG 3-odprowadzeniowy,
 - Czujnik klipsowy SPO2,
 - Czujnik temperatury pacjenta,
 - Mankiet NIBP z przewodem powietrznym:
 - 3 szt. (mankiet dla dorosłych),
 - 3 szt. (mankiet dla dzieci),
 - Węże zasilające w gazy (N2O, AIR, O2),
 - Węże zasilające w gazy z końcówkami do wyboru przez klienta (AGA lub DIN),
 - Układ oddechowy pacjenta,
 - Linia próbkująca do pomiaru gazów,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Całkowite: 76 x 73.5 x 175.5 cm,
 - Szuflady: 32.5 x 29 x 18 cm,
- Waga całkowita: 125 KG,
- Kat 03,
- **Na rynku krajowym (Polska) w przypadku instalacji urządzenia w terminie 30 dni od daty dostarczenia sprzętu, instalacja i szkolenie są darmowe, po przekroczeniu tego terminu te usługi będą płatne,**
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

