



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Łóżko rehabilitacyjne - szpitalne FAMED ŻYWIEC LR-12 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- **Łóżko rehabilitacyjne LR-12** przeznaczone jest dla dorosłych pacjentów szpitali w czasie diagnozowania, monitorowania i leczenia chorób,
- Funkcja autoregresji w segmencie oparcia pleców redukuje nacisk na ciało pacjenta w rejonie lędźwi i ud,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 300 VA,
- **Zalety:**
 - Łóżko zapewnia pacjentowi szybszy powrót do zdrowia, daje mu poczucie bezpieczeństwa i komfortu leczenia, ułatwia rehabilitację,
 - Eliminuje czynniki utrudniające pracę personelu medycznego (np. przemieszczanie ciężkich pacjentów, przeciążenie kręgosłupa),
 - Funkcja autoregresji w segmencie oparcia pleców redukuje nacisk na ciało pacjenta w rejonie lędźwi i ud,
 - Jest pokryte lakierem proszkowym odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne,
 - Jest łatwe do utrzymania w czystości,
 - Posiada możliwość ustawienia w pozycji krzesła kardiologicznego,
 - Pozwala na sterowanie elektrycznymi funkcjami łóżka także w trakcie przetaczania,
 - Zapewnia pełne bezpieczeństwo przy obciążeniu leża do 170 kg,
 - Umożliwia wykonywanie zdjęć RTG,
 - Jest wyposażone w centralną blokadę kół gwarantującą łatwe i stabilne unieruchamianie łóżka oraz koło do jazdy na wprost pozwalające jednej osobie na manewrowanie łóżkiem,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Elektryczna regulacja za pomocą przewodowego pilota ręcznego:
 - Regulacja wysokości: 43 - 80.5 cm,
 - Kąt uniesienia segmentu oparcia pleców: 70°,
 - Kąt uniesienia segmentu uda: 37°,
 - Kąt uniesienia segmentu podudzia: 20°,
 - Elektryczne ustawienie łóżka w pozycji krzesła kardiologicznego,
 - Manualna funkcja CPR oparcia pleców oraz ustawienia w leża w pozycji Anty-Trendelenburga,
- **Materac z atestem medycznym w kolorze białym,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Statyw na kroplówkę,
 - Przewodowy pilot sterujący,
 - Biały materac z atestem medycznym (**możliwość wymiany na nowy za dodatkową opłatą**),
- Wymiary: 96.5 x 216 x 43/80.5 cm,
- Maksymalny udźwig: 185 KG,
- Waga: 150 KG,
- Kat 03,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

