



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



CYFROWY DETEKTOR DRprime (4343W) (Produkt nowy)

- Nowy,
- **Cechy i zalety urządzenia:**
 - wielkość obrazu 43 cm x 43 cm,
 - wielkość piksela 140 μ m,
 - przetwarzanie obrazu 16-bit A/D,
 - AED – automatyczna detekcja ekspozycji,
 - Csl scyntylator dla najwyższej jakości obrazu,
 - komunikacja bezprzewodowa poprzez Wi-Fi,
 - dwie baterie i ładowarka na dwie baterie,
 - matryca 3072 x 3072 pikseli,
 - waga pacjenta 220kg,
 - czas pełnego cyklu pracy poniżej 3,6 sekund,
 - waga detektora 3,4 kg,
 - transmisja Wi-Fi,
 - czas pracy na baterii 9 godzin/ 220 badań,
 - wilgotność 30 - 85% RH (bez kondensacji),
 - stopień szczelności IP54,
 - konsola technika wraz z oprogramowaniem,
 - oprogramowanie akwizycyjne w języku polskim
- **W zestawie:**
 - Nowy detektor 43x43 cm w wersji bezprzewodowej,
 - 2 baterie,
 - Ładowarka na dwie baterie.
- Gwarancja 24 miesiące

