



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Bronchofiberoskop intubacyjny PENTAX FI-16RBS z źródłem światła (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej, (2017 r.),
- **Pentax FI-16RBS** jest bezprzewodowym bronchofiberoskopem intubacyjnym idealnym do stosowania w nagłych wypadkach,
 - Zapewnia maksymalny komfort pracy,
 - Odchylanie końcówki ułatwia orientację i pozycjonowanie rurek dotchawiczych,
 - Ergonomiczny, lekki korpus zapewnia łatwe sterowanie i wydajność pracy,
 - Wyposażony w mechanizm CSV (Closed Suction Valve) umożliwiający dokładne odsysanie,
 - Jasny i wyraźny obraz o wysokiej rozdzielczości zapewnia doskonałą obserwację,
 - Możliwość podłączenia do konwencjonalnego źródła światła,
- **Bronchofiberoskop wyposażony w bezprzewodowe źródło światła PENTAX Model BS-LL1:**
 - Kompaktowe źródło światła LED 25mW dla przenośnych fiberoskopów,
 - Możliwość pełnego zanurzenia w celu dezynfekcji,
 - Posiada nową baterie o wydłużonej żywotności,
 - Umożliwia długotrwałe użytkowanie dzięki trwałej diodzie LED,
- **Specyfikacja:**
 - **System optyczny:**
 - Pole widzenia: 95°,
 - Głębina ostrości: 3 - 50 mm,
 - **Sonda endoskopowa:**
 - Średnica zewnętrzna końcówki sondy endoskopowej: 5.1 mm,
 - Średnica zewnętrzna przewodu sondy endoskopowej: 5.2 mm,
 - Długość robocza: 600 mm,
 - **Kanał biopsyjny:**
 - Średnica wewnętrzna kanału: 2.55 mm,
 - **Końcówka zginana w zakresie:**
 - 160° (w górę),
 - 130° (w dół),
- **W zestawie:**
 - Bezprzewodowe źródło światła **PENTAX BS-LL1**,
 - **Adapter Led Test** służący do sprawdzenia żywotności baterii,
 - Olej silikonowy **PENTAX OF-Z11**,
 - Szczoteczka jednostronna **PENTAX CS-C3S**,
 - Zawór sterujący ssaniem **PENTAX OF-B53**,
 - Nasadka **PENTAX BS-B1**,
 - Cylinder **PENTAX OF-B103**,
 - Zawór wlotowy wielokrotnego użytku **PENTAX OF-B190**,
 - Blokada zgryzu **PENTAX OF-Z5**,
 - Dedykowana walizka PENTAX do transportu oprzyrządowania,
 - 2 szt. kluczyka do walizki w zestawie,
- Wymiary:
 - 91.5 x 32.5 x 11 cm,
- Waga: 4 KG,
- Kat 01,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

