



Endoskop sztywny (laparoskop) KARL STORZ 26003ACA HOPKINS (Rekondycjonowany (używany))

- Nowy, (powystawowy),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Średnica: 10 mm,
 - Kąt widzenia: 0°,
 - Autoklawowalny,
 - Wbudowana transmisja światła światłowodowego,
- **W zestawie:**
 - Autoklawowalna kaseta KARL STORZ – ENDOSKOPE,
- **Wymiary:**
 - Długość robocza: 31.5 cm,
 - Długość ogólna: 39.5 cm,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

