



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kompresor stomatologiczny EKOM DK50 2VS/M (ze skrzynką, z membranowym osuszaczem) (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji słowackiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1.1 kW / 1.2 kW (3x400V/50 Hz),
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Wydajność kompresora (ciśnienie robocze 5-7bar):
 - 108 l.min- 1/5bar,
 - Pojemność zbiornika: 25 lit.,
 - Ilość zestawów dentystycznych: 2,
 - Bezolejowy,
 - Do zasilania: dwóch unitów,
 - Tryb eksploatacji: S1-100%,
 - Głośność:
 - ≤ 55 dB [A],
 - Stopień suszenia powietrza: punkt rosy -20°C,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Mocowanie słóju na magnes,
 - Słój na magnes o pojemności 1 L.,
 - Szafka wygłuszeniowa **EKOM**,
- Wymiary: 56 x 67.5 x 87 cm
- Waga: 101 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



